



FICHA TÉCNICA



COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA CLINMED

Indicação:

Proteção tecidual, incluindo tecido cerebral e outros tecidos do sistema nervoso central durante o procedimento cirúrgico.

Componentes:

Fabricadas em fibras de rayon, por processo de entrelaçamento. Para facilitar a sua visualização, é fixada no tecido, uma linha de algodão que auxilia através das marcas radiopacas a identificação e o resgate das compressas quando utilizadas em cirurgias.

Tamanhos:

Dimensões (mm): 6,5x6,5 – 7,5x10 – 10x10 – 10x15 – 10x30 – 10x76 – 12,25 – 12x38 – 12x50 – 13x13 – 13x18 – 13x20 – 13x25 – 13x38 – 13x50 – 13x51 – 13x56 – 13x58 – 13,60 – 13x70 – 13x75 – 13x76 – 15x15 – 15x25 – 19x19 – 19x25 – 20x20 – 20x30 – 20x60 – 20x70 – 22x75 – 25x25 – 25x38 – 25x51 – 25x70 – 25x75 – 25x76 – 26x70 – 27x27 – 27x76 – 30x30 – 30x50 – 30x70 – 32x32 – 32x64 – 32x129 – 35x35 – 38x38 – 40x40 – 45x60 – 48x48 – 51x51 – 70x100 – 75x75 – 76x76.

PRODUTO ISENTO DE LATEX

Apresentação:

Embalagem Primária: Envelope de Papel Grau Cirúrgico com abertura asséptica contendo de 01 a 10 unidades;

Embalagem Secundária: Caixa de Papel Cartão;

Embalagem Terciária: Caixa de Papelão para transporte contendo quantidades variadas a critério do mercado.

Instrução de Uso:

1. Ao abrir a embalagem certifique-se do número de compressas;
2. Umedeça as compressas com soro fisiológico, antes de proceder à sua aplicação no tecido;
3. Durante o ato cirúrgico o cirurgião espalha as compressas, que contém uma linha radiopaca, entre as cavidades cerebrais proporcionando assim segurança para colocar os instrumentos médicos sem lesar os nervos e tecidos;
4. Após o uso do produto, faz-se necessário que sejam retiradas as mesmas das cavidades antes do fechamento do campo cirúrgico;
5. Por medida de segurança, passar o Raio-X para certificar-se que todas foram retiradas.

Precauções e Advertências:

Verifique cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade. As condições de esterilidade estão asseguradas, dentro do prazo de validade, desde que a embalagem não esteja violada e/ ou danificada. O produto deve ser examinado atentamente. Acidentes de transporte e/ ou estocagem inadequada podem provocar danos; Evitar temperaturas elevadas;

Proteger da luz e umidade; Abrir a embalagem somente no momento do uso;
Reprocessamento proibido; Destruir após o uso; Produto estéril de uso único.

Cuidados Especiais:

1. Não deixe compressas no local. A não remoção das mesmas poderá ocasionar reação a corpos estranhos. Não corte as compressas muito próximas ao local do procedimento cirúrgico. Fragmentos sem marcadores detectáveis por raio-X podem penetrar na incisão. A não detecção e remoção desses fragmentos poderão provocar reação a corpos estranhos.

Esterilização:

Produto esterilizado com Gás Óxido de Etileno (E.T. O.)

Validade: 3 anos

Produto médico-hospitalar / Descartável / De uso único / Estéril

ANVISA:

Número cadastro: 80030500011